

Stat Profile Prime Plus® VET Blood Gas, CO-Oximeter, Chemistry Controls Auto-Cartridge with Creatinine

Cartucho automático con creatinina para controles de química, gases en sangre y cooxímetro Stat Profile Prime Plus® VET, Cartouche automatique de contrôles de gaz du sang/CO-oxymètre, chimie Stat Profile Prime Plus® VET avec créatine, Stat Profile Prime Plus® VET Auto-Kassette mit Kreatinin für Blutgas, CO-Oximeter- und Blutchemiekontrollen, Αυτόματο φασίγγιο με κρεατινίνη επιπέδου ελέγχου χημείας αέραμας, CO-Οξυμέτρο Stat Profile Prime Plus® VET, Cartuccia con creatinina per controlli automatici chimici per gas ematici/CO-ossimetria Stat Profile Prime Plus® VET, Cartucho automático de controles de química, de CO-oxímetro e de gás no sangue Stat Profile Prime Plus® VET com creatinina, Stat Profile Prime Plus® VET vėrgaz, CO-oximėter, kėmiol kontrolė automatikais patron kreatininėl, (מחסנית בקרת כימיה אוטומטית עם קריאטינין) Stat Profile Prime Plus® VET Chemistry Controls Auto-Cartridge, Stat Profile Prime Plus® VET 血液ガス、CO オキシメーター、生化学検査用コントロール自動カートリッジ (クレアチニン)、 크라이아틴 사용 Stat Profile Prime Plus® VET 혈액 가스, CO-산소 농도계, 화학 조절액 자동 카트리지, Stat Profile Prime Plus® VET 血気、一酸化炭素血気儀、化学对照溶液自動試剤盒 (含肌酐)

LOT 24110032

CONTROL 1 2 3 4 5

2025-10-09

Table with columns for parameters (pH, H+, PCO2, PO2, SO2, Hct, Na+, K+, Cl-, iCa, Ca, iMg, Glu, Lac, BUN, Urea, Creatinine, HbF, tHb, iHb, iMg, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, tBil, iBil) and rows for expected ranges across 5 control levels.

EN

Product Description: Material used for monitoring the performance of pH, PCO2, PO2, SO2, hematocrit (Hct), fetal hemoglobin (HbF), total hemoglobin (tHb), oxymethemoglobin (O2Hb), carboxymethemoglobin (COHb), methemoglobin (MetHb), and deoxyhemoglobin (iHb) in Levels 1, 2 and 3 as well as Na+, K+, Cl-, Ca, Mg, Glucose, Lactate, BUN (Urea), and Creatinine in Levels 4 and 5. A change kit consisting of 5 syringes filled with creatinine solution is included for cartridge activation prior to installation.

ES

Descripción del producto: Material usado para controlar la calidad para supervisar el desempeño de: pH, PCO2, PO2, SO2, hematocrito (Hct), hemoglobina fetal (HbF), hemoglobina total (tHb), oxihemoglobina (O2Hb), carboxihemoglobina (COHb), metahemoglobina (MetHb) y desoxihemoglobina (iHb) en los niveles 1, 2 y 3 así como de Na+, K+, Cl-, Ca, Mg, glucosa, lactato, BUN (urea) y creatinina en los niveles 4 y 5. Se incluye un kit de carga compuesto por 5 jeringas llenas de solución de creatinina para activar el cartucho antes de la instalación.

FR

Description du produit: Matériau de contrôle de la qualité utilisé pour surveiller la performance des éléments suivants: pH, PCO2, PO2, SO2, hématocrite (Hct), hémoglobine totale (tHb), hémoglobine oxygénée (O2Hb), carboxyhémoglobine (COHb), méthémoglobine (MetHb) et désoxyhémoglobine (iHb) dans les niveaux 1, 2 et 3 ainsi que Na+, K+, Cl-, Ca, Mg, glucose, lactate, BUN (urée) et créatine dans les niveaux 4 et 5. Un kit de charge composé de 5 seringues remplies de solution de créatine est inclus pour l'activation de la cartouche avant l'installation.

Limitations: PCO2 values vary inversely with temperature (approximately 1%/°C). Therefore, it is critical to follow the temperature guidelines described in "Directions for Use". The Expected Range values are specific for instruments and controls manufactured by Nova Biomedical. Once installed, each Stat Profile Prime Plus VET Cartridge may be used for a maximum of 21 days from the initial installation date on the system at which time the system will indicate the cartridge is invalid.

Limites d'utilisation: Les valeurs de PCO2 varient inversement avec la température (environ 1 %/°C). Par conséquent, il est essentiel de suivre les directives de température décrites dans le "Mode d'emploi". Les valeurs de plages attendues sont spécifiques aux instruments et contrôles fabriqués par Nova Biomedical. Une fois installés, chaque cartouche Stat Profile Prime Plus VET peut être utilisée pendant 21 jours au maximum à compter de la date d'installation initiale sur le système. Après 21 jours, le système indiquera que la cartouche n'est plus valide.

Limites d'utilisation: Les valeurs de PCO2 varient inversement avec la température (environ 1 %/°C). Par conséquent, il est essentiel de suivre les directives de température décrites dans le "Mode d'emploi". Les valeurs de plages attendues sont spécifiques aux instruments et contrôles fabriqués par Nova Biomedical. Une fois installés, chaque cartouche Stat Profile Prime Plus VET peut être utilisée pendant 21 jours au maximum à compter de la date d'installation initiale sur le système. Après 21 jours, le système indiquera que la cartouche n'est plus valide.



200 Prospect Street Waltham, MA 02454 U.S.A.

