

ES

Descripción

El cartucho contiene las siguientes soluciones acuosas acusadas dentro de bolsas individuales: 5 calibradores (Calibradores A, B, C, D y F), solución de referencia y una bolsa flexible para desechos. Cada bolsa incluye un montaje con un septo. Los montajes de bolsa expuestos están dispuestos en línea a lo largo del lado posterior de la caja del cartucho. Los septos se perforan durante la inserción del cartucho en el analizador. Se incluye un kit de carga compuesto por dos seringas llenas de solución de creatinina para activar el cartucho antes de la instalación.

Uso indicado

Para la determinación cuantitativa de Na⁺, K⁺, Cl⁻, iCa, iMg, BUN (urea), glucosa, lactato, creatinina, pH, PCO₂, PO₂, SO₂%, Hct, Hhb, HbF⁺, O₂Hb, COHb, MethHb, Hhb e tBil⁺ en sangre humana usando el analizador Stat Profile Prime Plus.

Metodología

Para conocer la metodología y los principios de prueba, consulte el Manual de instrucciones de uso del analizador Stat Profile Prime Plus.

Composición

Los calibradores son soluciones salinas acuosas que contienen análisis en las concentraciones indicadas en la tabla anterior. El calibrador B también contiene colorante. No contienen ninguna sustancia de origen humano, sin embargo, deben cumplirse las buenas prácticas de laboratorio al manipular estos materiales. (REF. DOCUMENTO NCLLS M29-T2).

Advertencias y precauciones

Indicado para uso diagnóstico *in vitro*. Para conocer las instrucciones completas, consulte el Manual de instrucciones de uso del analizador Stat Profile Prime Plus. Siga las normas estándar requeridas para la manipulación de reactivos de laboratorio. Desheche el cartucho de acuerdo con las normas locales. La bolsa para desechos contiene conservante (puede irritar los ojos, la piel y el sistema respiratorio).

Almacenamiento

Conservar a 15-30°C. La fecha de vencimiento está impresa en el cartucho de calibrador.

Instrucciones de uso

Activación del cartucho Cal A y Cal C deben cargarse con la jeringa de creatinina antes de la instalación del cartucho de calibrador. Las dos jeringas están rotuladas y codificadas por color para que coincidan con los montajes del cartón para Cal A y Cal C.

1. Sostenga la jeringa con el lado de la punta hacia abajo y quite la cubierta protectora.
2. Conecte uno de los conjuntos de aguja incluidos a la jeringa. Quite la cubierta protectora de la aguja.
3. Haga coincidir el color y el rótulo de la jeringa con el montaje apropiado e inserte la aguja.
4. Empuje lentamente el émbolo de la jeringa hasta que el contenido se haya dispensado. **NO TIRE DEL ÉMBOLO PARA PURGAR EL CONTENIDO DE LA JERINGA.**
5. Quite el conjunto de la aguja/jeringa del montaje y deséchelo en un recipiente para productos cortopunzantes y punzantes agudos.
6. Repita los pasos 1-5 para el siguiente Cal.
7. Mezcle bien las cartuccias sacudiendo suavemente durante 1 minuto.

Para conocer las instrucciones completas, consulte el Manual de instrucciones de uso del analizador Stat Profile Prime Plus. El cartucho de calibrador debe darse vuelta suavemente varias veces para mezclar bien el contenido. El cartucho está listo para usar.

*No disponible en EE. UU. o para uso en pruebas en punto de atención del paciente.

Cumplimiento de normas

Análisis trazables a los materiales de referencia estándar de NIST siempre que sea posible.

PT

Descrição

O cartucho contém as seguintes soluções aquosas de sacos individuais: 5 calibradores (calibrador A, B, C, D e F), solução de referência e um saco flexível de resíduos. Cada saco inclui um dispositivo de ligação com um septo. Os dispositivos de ligação expostos do saco estão dispostos em linha, ao longo da parte de trás da caixa do cartucho. Os septos são perfurados durante a inserção do cartucho no analisador. É incluído um kit de carga constituído por 2 seringas cheias de solução de creatinina, para a ativação do cartucho antes da instalação.

Utilização prevista

Determinação quantitativa de Na⁺, K⁺, Cl⁻, iCa, iMg, BUN (ureia), glicose, lactato, creatinina, pH, PCO₂, PO₂, SO₂%, Hct, Hhb, HbF⁺, O₂Hb, COHb, MethHb, Hhb e tBil⁺ em sangue humano usando o analisador Stat Profile Prime Plus.

Metodologia

Consulte o Manual de instruções de utilização do Analisador Stat Profile Prime Plus para obter metodologias e princípios de análise.

Composição

Os calibradores são soluções salinas aquosas que contém análises nas concentrações listadas na tabela anterior. O calibrador B também contém corante. Não contêm constituintes de origem humana, no entanto, boas práticas de laboratório devem ser seguidas durante o manuseio desses materiais. (REF. NCLLS DOCUMENT M29-T2).

Advertências e Precauções

Indicado para utilização em diagnósticos *in vitro*. Consulte o Manual de instruções de utilização do Analisador Stat Profile Prime Plus para obter instruções completas. Siga as práticas padrão indicadas para o manuseio de reagentes de laboratório. Elimine o cartucho segundo as diretrizes locais. O saco de efluentes contém conservante (irritante para os olhos, pele e vias respiratórias).

Armazenamento

Armazenar a 15 - 30 °C. O prazo de validade está inscrito no cartucho de calibrador.

Instruções de utilização

Ativação do cartucho Cal A e Cal C tem de ser carregados com a seringa de creatinina antes da instalação do cartucho de calibrador. As duas seringas estão etiquetadas e possuem códigos de cor que correspondem aos dispositivos de ligação da caixa para o Cal A e Cal C.

1. Segure a seringa com a ponta para baixo e retire a capa de proteção.
2. Fixe um dos conjuntos de agulha incluídos à seringa. Remova a cobertura de proteção da agulha.
3. Faça correspondência a cor e o rótulo da seringa com o dispositivo de ligação adequado e introduza a agulha.
4. Pressione lentamente o êmbolo da seringa até o conteúdo ser totalmente administrado. **NÃO PUXE O ÊMBOLO PARA LAVAR O CONTEÚDO DA SERINGA.**
5. Retire o conjunto da agulha/seringa do dispositivo de ligação e elimine-no num contentor adequado para objetos cortantes.
6. Repita as etapas 1-5 para o calibrador seguinte.
7. Misture bem o cartucho, agitando cuidadosamente durante 1 minuto.

Consulte o Manual de instruções de utilização do Analisador Stat Profile Prime Plus para obter instruções completas. O cartucho de calibrador tem de ser cuidadosamente invertido várias vezes para misturar muito bem o conteúdo. O cartucho encontra-se pronto a usar.

*Não disponível nos EUA ou para uso em testes no local de atendimento/próximo ao paciente.

Rastreabilidade dos padrões

Análises referenciadas nos Materiais de Referência da Norma NIST sempre que possível.

JA

カートリッジには、個々のバッグに以下の水溶液が入っています：キャリブレータ5種類（キャリブレータA、B、C、D、F）、標準液、リファレンス液と廃棄用バッグ。各バッグには吸着剤がフィットメントがあります。抽出したバッグのグロケットが、カートリッジボックス背面に沿って1列に並んでいます。分析装置へのカートリッジ装着時に接続が容易なように、リファレンス液を充填した2個のシリンジからなるチャージキットが入っており、装置のカートリッジ起動のために使用します。

使用目的

Stat Profile Prime Plus 分析装置を用いたヒト血清中のNa⁺、K⁺、Cl⁻、iCa、iMg、BUN（尿素）、グルコース、乳酸、pH、PCO₂、PO₂、SO₂％、Hct、Hhb、HbF⁺、O₂Hb、COHb、MethHb、Hhb e tBil⁺の定量的測定です。

測定方法

測定方法および原理については、Stat Profile Prime Plus 分析装置の取扱説明書を参照してください。

組成

キャリブレータは、分析対象物質を上記の表に記載された濃度で含む水溶液です。キャリブレータBは染料も含まれています。ヒト由来成分は使用しておりませんが、これらの材料を扱うときは、医薬品安全衛生試験実施基準に従ってください。（参照文献：NCLLS DOCUMENT M29-T2）。

警告および使用上の注意

1. 先端部を下にしてシリンジをつかみ、保護キャップを取り外します。
 2. 目印されたニードルシリンジの1個をシリンジに取り付けます。ニードルから保護ラップを取り外します。
 3. シリンジの色とラベルを適切なフィットメントに合わせてニードルを挿入します。
 4. 内容物が分析されるまで、シリンジランプをゆっくり押し下けます。シリンジの内容物をフラスコングラフなどの装置に注ぎ残りを捨てないでください。
 5. ニードルシリンジ/チャージキットを適切に廃棄し、適切な廃棄物容器に廃棄します。
 6. ステップ1-5を次のCalで繰り返し実行します。
 7. カートリッジは、1分間ゆっくりと振盪しよく混合してください。
- 詳細な指示については、Stat Profile Prime Plus 分析装置の取扱説明書を参照してください。キャリブレータカートリッジは、ゆっくりと数回反転し、内容物を完全に混合する必要があります。これでカートリッジ使用準備が整います。

*国内またはポストアピート/ケパ/バックサイド装置に利用できません。

環境情報/レギュレーション

分析物は、可能な限り NIST 標準物質にトレースされています。

FR

Description

La cartouche contient les solutions aqueuses suivantes dans deux sacs individuels: 5 calibrateurs (calibrateur A, B, C, D et F), solution de référence et un sac à déchets souple. Chaque sac comprend un accessoire avec une cloison. Les accessoires de sac exposés sont disposés en ligne le long de l'arrière de la boîte de cartouche. Les cloisons sont percées lors de l'insertion de la cartouche dans l'analyseur. Un kit de charge composé de 2 seringues remplies de solution de créatinine est inclus pour l'activation de la cartouche avant l'installation.

Utilisation prévue

Pour la détermination quantitative de Na⁺, K⁺, Cl⁻, iCa, iMg, BUN (urée), glucose, lactate, créatinine, pH, PCO₂, PO₂, SO₂%, Hct, Hhb, HbF⁺, O₂Hb, COHb, MethHb, Hhb e tBil⁺ dans le sang humain à l'aide de l'analyseur Stat Profile Prime Plus.

Méthodologie

Voir le manuel d'utilisation de l'analyseur Stat Profile Prime Plus pour les méthodologies et les principes.

Composition

Les calibrateurs sont des solutions aqueuses salines contenant des analyses aux concentrations indiquées dans le tableau ci-dessus. Le calibrateur B contient également un colorant. Ne contient aucun constituant d'origine humaine, cependant, de bonnes pratiques de laboratoire doivent être appliquées pour la manipulation de ces matériaux. (REF. NCLLS DOCUMENT M29-T2).

Avvertissements et mises en garde

Pour usage diagnostique *in vitro*. Voir le manuel d'utilisation de l'analyseur Stat Profile Prime Plus pour obtenir des instructions complètes. Suivre les pratiques standard requises pour la manipulation des réactifs de laboratoire. Jeter la cartouche conformément aux directives locales. Le sac à déchets contient un agent conservateur (irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires).

Stockage

Stocker entre15 et 30 °C. La date de péremption est imprimée sur la cartouche de calibrateurs.

Mode d'emploi

Le Cal A et le Cal C doivent être chargés avec les seringues de créatine avant l'installation de la cartouche de calibrateurs. Les deux seringues sont étiquetées et codées par couleur pour correspondre aux accessoires sur la boîte pour Cal A et Cal C.

1. Tenir la seringue avec la pointe vers le bas et enlever le capuchon de protection.
2. Fixer l'un des ensembles d'aiguille inclus à la seringue. Retirer le couvercle de protection de l'aiguille.
3. Faire correspondre la couleur et l'étiquette de la seringue avec l'accessoire approprié et insérer l'aiguille.
4. Enfoncer lentement le piston de la seringue jusqu'à ce que le contenu soit déchargé. NE PAS TIRER LE PISTON EN ARRIERE POUR RINCER LE CONTENU DE LA SERINGUE.
5. Retirer l'ensemble aiguille/seringue de l'accessoire et le jeter dans un récipient approprié.
6. Répéter les étapes 1 à 5 pour le calibrateur suivant.
7. Mélanger la cartouche en la secouant délicatement pendant 1 minute.

Voir le manuel d'utilisation de l'analyseur Stat Profile Prime Plus pour obtenir des instructions complètes. La cartouche de calibrateur doit être retournée doucement plusieurs fois pour bien mélanger le contenu. La cartouche est prête à être utilisée.

*Non disponible aux États-Unis ni pour les points d'intervention/analyses délocalisées.

Tracabilité des états

Les substances à analyser sont tracées selon les matériaux de référence étalons de NIST dans la mesure du possible.

HU

Ismeretés

A patron a következő vizet és oldatoskat tartalmazza külön tasakokban: 5 kalibrátor (A, B, C, D és F kalibrátor), referenciális oldat és egy rugalmas hulladékzsák. Minden tasak tartalmaz egy választással ellátott szerelőket. A szabadon lévő szerelőket a patron dobozának hátoldalán egy vonalban vannak elrendelve. A választások átszűrésére akár kerül sor, amikor a patron behelyezik az analízisbe. A patron beszerelés előtti aktiválásához 2 db kreatinin-oldattal töltött fecskendőből álló töltőkészlet áll rendelkezésre.

Renderelési feltételek használata

Na⁺, K⁺, Cl⁻, iCa, iMg, tartósított, glükóz, laktát, kreatinin, pH, PCO₂, PO₂, SO₂%, Hct, Hhb, HbF⁺, O₂Hb, COHb, MethHb, Hhb és tBil⁺ mennyiségű meghatározásához minden vérben a Stat Profile Prime Plus analízisre használhatóak.

Módszertológia

A módszertant az a zálapokért lásd a Stat Profile Prime Plus analízisre felhasználói kézikönyvében.

Összetétel

A kalibrátorok vizet oldatoskat, amelyek a fenti táblázatban megadott koncentrációjú analitokat tartalmaznak. A kalibrátor felszereléseket tartalmaz. Nem tartalmaznak emberi eredetű összetevőket. A szabadon lévő szerelőket a patron dobozának hátoldalán egy vonalban vannak elrendelve. A választások átszűrésére követni kell a helyes laboratóriumi gyakorlatokat. (REF. NCLLS DOCUMENT M29-T2).

Figyelmeztetések és óvatintézkedések

A teljes használati utasítást lásd a Stat Profile Prime Plus analízisre felhasználói kézikönyvében. Kévesse a laboratóriumi reagensek kezelésére vonatkozó standard eljárásokat. A fel nem használt patron a helyi irányelveknek megfelelően helyezze hulladékba. A hulladékszák tartósítottként tartalmaz (intéziya a szemét, a bád és a légzőszerveket).

Tárolás

15–30 °C hőmérsékleten tárolandó. A lejáratú dátum rá van nyomtatva a kalibrátor patronra.

Használati utasítás

A patron aktiválása

A kalibrátor patron beszerelése előtt az A és C kalibrátor fel kell tölteni a kreatinin fecskendővel. A két fecskendő címkejé és az oldatoskhoz megfelelően az A és C kalibrátor dobozban lévő szerelőkhöz.

1. Tartva a seringát a csúcsával lefelé, és vegye le a védőburkolatot.
2. Szalagot az a mellékelt tűszelvényű a fecskendőhöz. Vegye le a tűt a védőburkolatból.
3. Egyetesse a fecskendő szímet és címkejét a megfelelő szerelőkhöz, és szúrja be a tűt.
4. Lassan nyomja be a fecskendő dugattyúját a tartalom kiadásához. **NE HÚZZA VISSZA A DUGATTYÚT A FECKENDŐ TARTALMÁNAK ÁTÖLÍTÉSÉHEZ.**
5. Távolítsa el a tűfecskendő szerelvényét a szerelőkhöz, majd helyezze a megfelelő, éles és rugalmas hulladékgyűjtőbe szánt tartályba.
6. A következő kalibrátorral ismételje meg az 1–5. lépést.
7. A patron 1 percig óvatlan sorba alaposan keverje össze a tartalmát.

A teljes használati utasítást lásd a Stat Profile Prime Plus analízisre felhasználói kézikönyvében. A kalibrátor patron többször óvatosan meg kell fordítani a tartalom alapos összekeveréséhez. A patron használatra kész.

*Nem áll rendelkezésre az Egyesült Államokban, illetve helyben történő betételekhez teszt előzőlegre.

Standardok nyomon követhetősége

Az analitikus nyomon követése a NIST Standard referenciainformációk szerint történik, ahol ez lehetséges.

KO

설명

칼리브레이터는 각각의 가방에 다음의 수용액이 들어 있습니다. 5개의 보정기(보정기 A, B, C, D 및 F), 참조 용액, 표준액, A, B, C, D 및 F, 표준액, 리퍼런스 용액과 유연한 폐기물 가방. 각 가방에는 흡착제가 피팅먼트가 있습니다. 추출된 가방의 후크가, 칼리브레이터 박스 뒷면에 걸쳐 1열에 배열되어 있습니다. 분석 장치에 칼리브레이터 장착을 위해 리퍼런스 용액을 충전한 2개의 시린지가 포함된 충전 키트가 포함되어 있습니다.

Stat Profile Prime Plus 분석기 사용 지침에 대한 설명은 참조하십시오. 분석기 B도 색소를 포함하고 있습니다. 리퍼런스 성분은 인공적이지만 인공적인 물질을 함유하는 동안에는 예방 조치 사항(예를 들어, 손 씻기)을 준수해야 합니다. (참조 문헌: NCLLS DOCUMENT M29-T2).

방법론 및 원칙은

Stat Profile Prime Plus 분석기 사용 지침서를 참조하십시오.

구성

보정기는 위의 표에 나열된 농도의 리퍼런스 용액을 포함하는 용액입니다. 보정기 B도 색소를 포함하고 있습니다. 리퍼런스 성분은 인공적이지만 인공적인 물질을 함유하는 동안에는 예방 조치 사항(예를 들어, 손 씻기)을 준수해야 합니다. (참조 문헌: NCLLS DOCUMENT M29-T2).

경고 및 주의사항

예방 조치: Stat Profile Prime Plus 분석기 사용 지침서를 참조하십시오. 예방 조치 사항에 대한 요구된 표준 규정을 따르십시오. 보정기에는 합지 지시된 마크가 포함되어 있습니다. 폐기물은 적절한 폐기물 처리 절차를 따라야 합니다. (참조 문헌: NCLLS DOCUMENT M29-T2).

보관

15–30°C에 보관하십시오. 만료일은 보정기 카드리지에 인쇄되어 있습니다.

사용법

1. 칼리브레이터는, 각각의 가방에 다음의 수용액이 들어 있습니다. 5개의 보정기(보정기 A, B, C, D 및 F), 참조 용액, 표준액, A, B, C, D 및 F, 표준액, 리퍼런스 용액과 유연한 폐기물 가방. 각 가방에는 흡착제가 피팅먼트가 있습니다.
2. 추출된 가방의 후크가, 칼리브레이터 박스 뒷면에 걸쳐 1열에 배열되어 있습니다.
3. 분석 장치에 칼리브레이터 장착을 위해 리퍼런스 용액을 충전한 2개의 시린지가 포함되어 있습니다.
4. Stat Profile Prime Plus 분석기 사용 지침서를 참조하십시오. 분석기 B도 색소를 포함하고 있습니다.
5. 리퍼런스 성분은 인공적이지만 인공적인 물질을 함유하는 동안에는 예방 조치 사항(예를 들어, 손 씻기)을 준수해야 합니다. (참조 문헌: NCLLS DOCUMENT M29-T2).
6. 보정기에는 합지 지시된 마크가 포함되어 있습니다.
7. 폐기물은 적절한 폐기물 처리 절차를 따라야 합니다.

전체 지침은 Stat Profile Prime Plus 분석기 사용 지침서를 참조하십시오. 내용물은 혼용이 위해 보정기 카드리지를 따라 차례로 뒤집어야 합니다. 카드리지를 사용한 후에는 폐기하십시오.

*미국에서 사용 가능하지 않음, 또는 한정적으로/제한적으로 사용도 아님.

기준 추적성

가능한 경우, 리퍼런스 표준은 NIST 표준 물질 참조를 추적합니다.

IT

Descrizione

La cartuccia contiene le seguenti soluzioni acquose in sacche separate: 5 calibratori (Calibratore A, B, C, D e F), soluzione di riferimento e una sacca flessibile per la raccolta dei rifiuti. Ogni sacca include un raccordo con un setto. I raccordi esposti si trovano allineati lungo la parte posteriore della cassetta reagenti. I setto vengono forati durante l'inserimento della cartuccia nell'analizzatore. Per l'attivazione della cartuccia prima dell'installazione, viene fornito un kit di carica comprendente 2 siringhe riempite di soluzione di creatinina.

Uso previsto

Per la determinazione quantitativa di Na⁺, K⁺, Cl⁻, iCa, iMg, BUN (urea), glucosio, lattato, creatinina, pH, PCO₂, PO₂, SO₂%, Hct, Hhb, HbF⁺, O₂Hb, COHb, MethHb, Hhb e tBil⁺ nel sangue umano mediante l'analizzatore Stat Profile Prime Plus.

Metodologia

Per la metodologia e i principi di analisi, vedere il Manuale contenente le istruzioni per l'uso dell'analizzatore Stat Profile Prime Plus.

Composizione

I calibratori sono soluzioni saline acquose contenenti analisi alle concentrazioni indicate nella tabella sopra. Il calibratore B contiene anche coloranti. Non contengono costituenti di origine umana, tuttavia, attenersi alle buone pratiche di laboratorio nel maneggiare questi materiali. (FARE RIFERIMENTO AL DOCUMENTO NCLLS M29-T2).

Avvertenze e precauzioni

Solo per uso diagnostico *in vitro*. Per indicazioni dettagliate, vedere il Manuale contenente le istruzioni per l'uso dell'analizzatore Stat Profile Prime Plus. Adottare le normali precauzioni necessarie per la manipolazione dei reagenti di laboratorio. Smaltire la cartuccia calibratore nel rispetto delle norme vigenti. La sacca per la raccolta dei rifiuti contiene un prodotto conservante, irritante per occhi, pelle e apparato respiratorio.

Immagazzinaggio

Conservare a 15 - 30 °C. La data di scadenza è stampata sulla cartuccia calibratore.

Istruzioni per l'uso

1. Tenere la siringa con la punta rivolta verso il basso e rimuovere il cappuccio.
2. Collegare alla siringa uno dei gruppi ago in dotazione. Togliere il coperchio.
3. Far corrispondere il colore e l'etichetta della siringa al raccordo corrispondente e inserire l'ago.
4. Spingere lentamente lo stantuffo della siringa fino ad erogare l'intero contenuto. **NON RETIRARE LO STANTUFFO PER SVUOTARE LA SIRINGA DEL SUO CONTENUTO.**
5. Rimuovere il gruppo ago/siringa dal raccordo e gettarlo in un apposito contenitore per oggetti acuminati.
6. Ripetere i punti 1-5 per il Calibratore.
7. Mescolare bene la cartuccia agitando delicatamente per 1 minuto.

Per indicazioni dettagliate, vedere il Manuale contenente le istruzioni per l'uso dell'analizzatore Stat Profile Prime Plus. Con delicatezza, capovolgere più volte la cartuccia calibratore in modo da miscelare bene il contenuto. La cartuccia è pronta per l'uso.

*Non disponibile negli USA e non per analisi al point-of-care/analisi decentrate.

Tracciabilità in base agli standard

Cogniqualvolta possibile, gli analisi sono conformi ai materiali di riferimento degli standard NIST.

HE

Het cartucho contém as seguintes soluções aquosas de sacos individuais: 5 calibradores (calibrador A, B, C, D e F), solução de referência e um saco flexível de resíduos. Cada saco inclui um dispositivo de ligação com um septo. Os dispositivos de ligação expostos do saco estão dispostos em linha, ao longo da parte de trás da caixa do cartucho. Os septos são perfurados durante a inserção do cartucho no analisador. É incluído um kit de carga constituído por 2 seringas cheias de solução de creatinina, para a ativação do cartucho antes da instalação.

Utilização prevista

Determinação quantitativa de Na⁺, K⁺, Cl⁻, iCa, iMg, BUN (ureia), glicose, lactato, creatinina, pH, PCO₂, PO₂, SO₂%, Hct, Hhb, HbF⁺, O₂Hb, COHb, MethHb, Hhb e tBil⁺ em sangue humano usando o analisador Stat Profile Prime Plus.

Metodologia

Consulte o Manual de instruções de utilização do Analisador Stat Profile Prime Plus para obter metodologias e princípios de análise.

Composição

Os calibradores são soluções salinas aquosas que contém análises nas concentrações listadas na tabela anterior. O calibrador B também contém corante. Não contêm constituintes de origem humana, no entanto, boas práticas de laboratório devem ser seguidas durante o manuseio desses materiais. (REF. NCLLS DOCUMENT M29-T2).

Advertências e Precauções

Indicado para utilização em diagnósticos *in vitro*. Consulte o Manual de instruções de utilização do Analisador Stat Profile Prime Plus para obter instruções completas. Siga as práticas padrão indicadas para o manuseio de reagentes de laboratório. Elimine o cartucho segundo as diretrizes locais. O saco de efluentes contém conservante (irritante para os olhos, pele e vias respiratórias).

Armazenamento

Armazenar a 15 - 30 °C. O prazo de validade está inscrito no cartucho de calibrador.

Instruções de utilização

Ativação do cartucho Cal A e Cal C tem de ser carregados com a seringa de creatinina antes da instalação do cartucho de calibrador. As duas seringas estão etiquetadas e possuem códigos de cor que correspondem aos dispositivos de ligação da caixa para o Cal A e Cal C.

1. Segure a seringa com a ponta para baixo e retire a capa de proteção.
2. Fixe um dos conjuntos de agulha incluídos à seringa. Remova a cobertura de proteção da agulha.
3. Faça correspondência a cor e o rótulo da seringa com o dispositivo de ligação adequado e introduza a agulha.
4. Pressione lentamente o êmbolo da seringa até o conteúdo ser totalmente administrado. **NÃO PUXE O ÊMBOLO PARA LAVAR O CONTEÚDO DA SERINGA.**
5. Retire o conjunto da agulha/seringa do dispositivo de ligação e elimine-no num contentor adequado para objetos cortantes.
6. Repita as etapas 1-5 para o calibrador seguinte.
7. Misture bem o cartucho, agitando cuidadosamente durante 1 minuto.

Consulte o Manual de instruções de utilização do Analisador Stat Profile Prime Plus para obter instruções completas. O cartucho de calibrador tem de ser cuidadosamente invertido várias vezes para misturar muito bem o conteúdo. O cartucho encontra-se pronto a usar.

*Não disponível nos EUA ou para uso em testes no local de atendimento/próximo ao paciente.

Rastreabilidade dos padrões

Análises referenciadas nos Materiais de Referência da Norma NIST sempre que possível.

ZH

产品信息

试剂盒包含有以下水溶液：5个校准液（校准液A、B、C、D和F）、标准液和一次性废物袋。每个袋子都有一个带隔板的配件。袋子外露的配件沿着试剂盒外盒的背部整齐排列。将试剂盒插入分析仪时，隔板将刺穿。包含有预先填充溶液的2个注射器的填充工具包，用于在安装前激活试剂盒。

用途

用于通过Stat Profile Prime