

Stat Profile Prime Plus® VET Calibrator Cartridge

Stat Profile Prime Plus® VET Καλιβριερκασεττα, Stat Profile Prime Plus® VET Stat Profile Prime Plus® Cartucho de calibrador Stat Profile Prime Plus® VET, Cartouche de calibrateurs Stat Profile Prime Plus® VET, Cartuccia calibratore VET Stat Profile Prime Plus®, Cartucho de calibrador VET Stat Profile Prime Plus®, Stat Profile Prime Plus® VET kalibrátor patron, Stat Profile Prime Plus® VET מדויקת, Stat Profile Prime Plus® VET キャリブレーションカートリッジ, Stat Profile Prime Plus® VET 보정기카트리지, Stat Profile Prime Plus® VET 校准试剂盒

LOT 24365132



2026-06-17

CAL A ≥ 495 mL		CAL B ≥ 250 mL		CAL C ≥ 245 mL		CAL D ≥ 250 mL		CAL F ≥ 850 mL		SOLN R ≥ 500 mL	
HCO ₃	11 mmol/L	pH	6.834 @ 37°C	HCO ₃	22 mmol/L	pH	7.354 @ 37°C	PO ₂	103.1 mmHg	KCl	2 mol/L
Na ⁺	135.5 mmol/L	H ⁺	146.55 nmol/L	Cl ⁻	69.0 mmol/L	H ⁺	44.26 nmol/L	PO ₂	13.71 kPa	WASTE CONTAINER W	
K ⁺	4.0 mmol/L	Na ⁺	77.0 mmol/L	Glu	200 mg/dL						
Cl ⁻	108.0 mmol/L	K ⁺	10.0 mmol/L	Glu	11.10 mmol/L						
iCa	1.04 mmol/L	iCa	1.92 mmol/L	Lac	10.0 mmol/L						
iCa	4.16 mg/dL	iCa	7.68 mg/dL	Lac	89.0 mg/dL						
iMg	0.50 mmol/L	iMg	1.50 mmol/L	BUN	50 mg/dL						
iMg	1.22 mg/dL	iMg	3.63 mg/dL	BUN	17.9 mmol/L						
Glu	80 mg/dL	tHb	15.4 g/dL								
Glu	4.44 mmol/L	tHb	154 g/L								
Lac	2.0 mmol/L	tHb	9.6 mmol/L								
Lac	17.8 mg/dL										
BUN	10 mg/dL										
BUN	3.6 mmol/L										

EN
Description
 The Cartridge contains the following aqueous solutions within individual bags: 5 Calibrators (Calibrator A, B, C, D, and F), Reference Solution, and a flexible waste bag. Each bag includes a filament with a septum. The exposed bag filaments are arranged in a line along the rear of the cartridge box. The septa are placed during the insertion of the cartridge into the analyzer. A charge kit consisting of 2 syringes filled with creatinine solution is included for cartridge activation prior to installation.

Intended Use
 For the quantitative determination of Na⁺, K⁺, Cl⁻, iCa, iMg, BUN (Urea), Glucose, Lactate, pH, PCO₂, PO₂, SO₂ %, Hct, tHb, O₂Hb, COHb, MetHb, HbB, and tBil in animal whole blood using the Stat Profile Prime Plus VET Analyzer.

Methodology
 Refer to the Stat Profile Prime Plus VET Analyzer Instructions For Use Manual for Methodologies and Principles.

Composition
 Calibrator and solution volumes are listed in the table. Contains no constituents of human origin. However, good laboratory practice should be followed during handling of these materials. (REF. NCCLS DOCUMENT M28-T2).

Warnings and Cautions
 Refer to the Stat Profile Prime Plus VET Analyzer Instructions for Use Manual for complete directions. Follow standard practices required for handling laboratory reagents. Discard Cartridges in accordance with local guidelines.
 Waste Bag Contains Preservative (eye, skin, and respiratory irritant).

Storage
 Store at 15 - 30°C. Expiration date is printed on the Calibrator Cartridge.

Directions For Use
 Refer to the Stat Profile Prime Plus VET Analyzer Instructions for Use for complete directions. Calibrator Cartridge must be inverted gently several times to thoroughly mix contents.

Traceability of Standards
 Analytes traced to NIST Standard Reference Materials wherever possible.

DE
Beschreibung
 Die Kassette enthält die folgenden wässrigen Lösungen in individuellen Beuteln: Fünf Kalibriermittel (Calibrator A, B, C, D und F), Referenzlösung sowie einen Abfallbeutel. Jeder Beutel weist einen Anschluss mit Septum auf. Die freiliegenden Beutelanhschlüsse sind in einer Linie an der Rückseite des Kassettengehäuses ausgerichtet. Die Septa werden beim Einsetzen der Kassette in das Analysegerät durchstochen. Ein mit Kreatinin gefüllter Befüllsatz, der aus zwei mit einer Kreatininlösung gefüllten Spritzen besteht, dient zum Aktivieren der Kassette vor der Installation.

Verwendungszweck
 Zur quantitativen Bestimmung von Na⁺, K⁺, Cl⁻, iCa, iMg, BUN (Harnstoff), Glukose, Lactat, pH, PCO₂, PO₂, SO₂ %, Hct, tHb, O₂Hb, COHb, MetHb, HbB und tBil im Vollblut von Tieren unter Verwendung des Stat Profile Prime Plus VET Analysegeräts.

Verfahrensweise
 Die Verfahrensweise und -prinzipien sind dem Anleithandbuch für das Stat Profile Prime Plus VET Analysegerät zu entnehmen.

Zusammensetzung
 Die Mengen von Kalibriermittel und Lösung sind in der Tabelle aufgeführt. Frei von Bestandteilen menschlichen Ursprungs. Jedoch sind bei der Handhabung dieser Stoffe gute Laborpraktiken zu befolgen. (REF. NCCLS DOKUMENT M28-T2).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
 Vollständige Gebrauchsanweisungen sind dem Anleithandbuch für das Stat Profile Prime Plus VET Analysegerät zu entnehmen. Die übliche Vorgehensweise für die Handhabung von Laborreagenzien ist zu befolgen. Die Kalibrierkassette ist im Einklang mit örtlichen Richtlinien zu entsorgen.
 Der Abfallbeutel enthält ein Konservierungsmittel (Reizstoff für Augen, Haut und Atemwege).

Lagerung
 Bei 15-30 °C lagern. Das Verfallsdatum ist auf der Kalibrierkassette aufgedruckt.

Gebrauchshinweise
 Vollständige Gebrauchsanweisungen sind dem Anleithandbuch für das Stat Profile Prime Plus VET Analysegerät zu entnehmen. Die Kalibrierkassette ist zum gründlichen Mischen mehrmals vorsichtig zu wenden.

Rückführbarkeit der Standards
 Die Analyte sind soweit möglich auf Standard-Referenzmaterialien des NIST rückführbar.

EL
Περιγραφή
 Το φουίγγιο περιλαμβάνει τα παρακάτω υδατικά διαλύματα σε μεμονωμένους σακούς: 5 Μίξια βαθμονόμησης (Μίξια Α, Β, C, D και F), Διάλυμα αναφοράς και εύκαμπτο απορριμμάτιο. Κάθε σακούλα περιλαμβάνει αποδοχή με διάφραγμα. Οι εκτεθειμένες υποδοχές βρίσκονται σε μια σειρά κατά μήκος της πίσω πλευράς της συσκευασίας του φουίγγιου. Τα διάφραγμα διατρύσσονται κατά την εισαγωγή του φουίγγιου στη μονάδα ανάλυσης. Περιλαμβάνει ένα κιτ φόρωσης που αποτελείται από 2 σύριγγες γεμισμένες με διάλυμα κρεατινίνης για την ενεργοποίηση του φουίγγιου πριν από την εγκατάσταση.

Ενδεικτική χρήση
 Για τον ποσοτικό προσδιορισμό του νατρίου, καλίου, χλωριούχων ανιόντων, ιονιζμένου ασβεστίου, ιονιζμένου μαγνησίου, ουρίας (BUN), γλυκόζης, γαλακτικού οξέος, pH, PCO₂, PO₂, SO₂%, Hct, tHb, O₂Hb, COHb, MetHb, HbB, και ολικής χοληστερόλης σε πλήρως αμέωλο αίμα ζώων με τη χρήση της συσκευής ανάλυσης Stat Profile Prime Plus VET.

Μεθοδολογία
 Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης της συσκευής ανάλυσης Stat Profile Prime Plus VET για τις μεθοδολογίες και τις αρχές.

Σύνθεση
 Οι όγκοι μίξων βαθμονόμησης και διαλυμάτων καταγράφονται στον πίνακα. Δεν περιέχει συστατικά ανθρώπινης προέλευσης. Ωστόσο θα πρέπει να ακολουθείτε αυστηρά εργαστηριακή πρακτική κατά τη χρήση τέτοιων υλικών. (ΑΡ, ΑΝΑΘ, ΕΠΙΓΑΘΥ ΝCCLS Μ28-Τ2).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
 Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης της συσκευής ανάλυσης Stat Profile Prime Plus VET για πλήρεις οδηγίες. Ακολουθείτε την συνήθη πρακτική για τη μεταχείριση αντιδραστηρίων εργαστηρίου. Απορριμμάτια του φουίγγιου σύμφωνα με τις τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες. Η σακούλα απορριμμάτων περιέχει συντηρητικό (ερεθίζει τα μάτια, το δέρμα και το αναπνευστικό σύστημα).

Αποθήκευση
 Αποθήκευση στους 15 - 30°C βαθμούς. Η ημερομηνία λήξης είναι τυπωμένη στο φουίγγιο βαθμονόμησης.

Οδηγίες χρήσης
 Ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης της συσκευής ανάλυσης Stat Profile Prime Plus VET για πλήρεις οδηγίες. Το φουίγγιο βαθμονόμησης πρέπει να αναστραφεί απόλυτα αρκετές φορές για να αναμιχθούν καλά τα περιεχόμενα.

Αντικειμενοποίηση προτύπων
 Οι αναλύσεις αντικειμενοποιούνται στα υλικά αναφοράς NIST Standard όπου αυτό είναι εφικτό.

ES

Descripción
El cartucho contiene las siguientes soluciones acuosas dentro de bolsas individuales: 5 calibradores (Calibradores A, B, C, D y F), solución de referencia y una bolsa flexible para desechos. Cada bolsa incluye un montaje con un septo. Los montajes de bolsa flexibles están dispuestos en línea a lo largo del lado posterior de la caja del cartucho. Los septos se perforan durante la inserción del cartucho en el analizador. Se incluye un kit de carga compuesto por dos jeringas llenas de solución de creatinina para activar el cartucho antes de la instalación.

Uso indicado
Para la determinación cuantitativa de Na+, K+, Cl-, Ca, iMg, BUN (urea), glucosa, lactato, pH, PCO2, PO2, SO2%, Hct, Hb, O2Hb, COHb, MetHb, HbHb y tHb en sangre completa animal usando el analizador Stat Profile Prime Plus VET.

Metodología
Para conocer la metodología y los principios de prueba, consulte el Manual de instrucciones de uso del analizador Stat Profile Prime Plus VET.

Composición
Los volúmenes de calibrador y solución se detallan en la tabla. No contiene ninguna sustancia de origen humano; sin embargo, deben seguirse las buenas prácticas de laboratorio al manipular estos materiales. (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Advertencias y precauciones
Para conocer los instrucciones completas, consulte el Manual de instrucciones de uso del analizador Stat Profile Prime Plus VET. Siga las normas estándar requeridas para la manipulación de reactivos de laboratorio. Deseshe el cartucho de acuerdo con las normas locales. La bolsa para desechos contiene conservante (puede irritar los ojos, la piel y el sistema respiratorio).

Almacenamiento
Conservar a 15-30°C. La fecha de vencimiento está impresa en el cartucho de calibrador.

Instrucciones de uso
Para conocer las instrucciones completas, consulte el Manual de instrucciones de uso del analizador Stat Profile Prime Plus VET. El cartucho de calibrador debe darse vuelta suavemente varias veces para mezclar bien el contenido.

Cumplimiento de normas
Análisis trazables a los materiales de referencia estándar de NIST siempre que sea posible.

FR

Description
La cartouche contient les solutions aqueuses suivantes dans des sacs individuels : 5 calibrateurs (calibrateur A, B, C, D et F), solution de référence et un sac à déchets souple. Chaque sac comprend un accessoire avec une cloison. Les accessoires de sac exposés sont disposés en ligne le long de l'arrière de la boîte de cartouche. Les cloisons sont percées lors de l'insertion de la cartouche dans l'analyseur. Un kit de charge comprenant 2 seringues remplies de solution de créatinine est inclus pour l'activation de la cartouche avant l'installation.

Utilisation prévue
Pour la détermination quantitative de Na+, K+, Cl-, Ca, iMg, BUN (urée), glucose, lactate, pH, PCO2, PO2, SO2%, Hct, Hb, O2Hb, COHb, MetHb, HbHb et tHb dans le sang total animal à l'aide de l'analyseur Stat Profile Prime Plus VET.

Méthodologie
Voir le manuel d'utilisation de l'analyseur Stat Profile Prime Plus VET pour les méthodologies et les principes.

Composition
Les volumes de calibrateurs et de solutions sont indiqués dans le tableau. Ne contient aucun constituant d'origine humaine ; cependant, de bonnes pratiques de laboratoire doivent être appliquées pour la manipulation de ces matériaux. (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Avvertimenti e mises en garde
Voir le manuel d'utilisation de l'analyseur Stat Profile Prime Plus VET pour obtenir des instructions complètes. Suivez les pratiques standard requises pour la manipulation des réactifs de laboratoire. Jeter la cartouche conformément aux directives locales. Le sac à déchets contient un agent conservateur (irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires).

Stockage
Stocker entre 15 et 30 °C. La date de péremption est imprimée sur la cartouche de calibrateurs.

Mode d'emploi
Voir le mode d'emploi de l'analyseur Stat Profile Prime Plus VET pour obtenir des instructions complètes. La cartouche de calibrateurs doit être retournée doucement plusieurs fois pour bien mélanger le contenu.

Traçabilité des étalons
Les substances à analyser sont tracées selon les matériaux de référence étalons de NIST dans la mesure du possible.

IT

Descrizione
La cartuccia contiene le seguenti soluzioni acquose in sacche separate: 5 calibratori (Calibratore A, B, C, D e F), soluzione di riferimento e una sacca flessibile per la raccolta dei reflui. Ogni sacca include un raccordo con un setto. I raccordi esposti si trovano allineati lungo la parte posteriore della cassetta reagenti. I setti vengono forati durante l'inserimento della cartuccia nell'analizzatore. Per l'attivazione della cartuccia prima dell'installazione, viene fornito un kit di carica comprendente 2 siringhe riempite di soluzione di creatinina.

Uso previsto
Per la determinazione quantitativa di Na+, K+, Cl-, Ca, iMg, BUN (urea), glucosio, lattato, pH, PCO2, PO2, SO2%, Hct, Hb, O2Hb, COHb, MetHb, HbHb e tHb nel sangue intero animale mediante l'analizzatore Stat Profile Prime Plus VET.

Metodologia
Per la metodologia e i principi di analisi, vedere il Manuale contenente le istruzioni per l'uso dell'analizzatore Stat Profile Prime Plus VET.

Composizione
I volumi dei calibratori e delle soluzioni sono riportati nella tabella. Non contiene costituenti di origine umana; attenersi tuttavia alle buone pratiche di laboratorio nel maneggiare questi materiali. (FARE RIF. AL DOCUMENTO NCCLS M29-T2).

Avvertenze e precauzioni
Per indicazioni dettagliate, vedere il Manuale contenente le istruzioni per l'uso dell'analizzatore Stat Profile Prime Plus VET. Adottare le normali precauzioni necessarie per la manipolazione dei reagenti di laboratorio. Smaltire la cartuccia calibratore nel rispetto delle norme vigenti. La sacca per la raccolta dei reflui contiene un prodotto conservante, irritante per occhi, pelle e apparato respiratorio.

Immagazzinaggio
Conservare a 15 - 30 °C. La data di scadenza è stampata sulla cartuccia calibratore.

Istruzioni per l'uso
Per indicazioni dettagliate, vedere il Manuale contenente le istruzioni per l'uso dell'analizzatore Stat Profile Prime Plus VET. Con delicatazza, capovolgere più volte la cartuccia calibratore in modo da miscelare bene il contenuto.

Tracciabilità in base agli standard
Ogniqualvolta possibile, gli analisi sono conformi ai materiali di riferimento degli standard NIST.

PT

Descrição
O cartucho contém as seguintes soluções aquosas dentro de sacos individuais: 5 calibradores (calibrador A, B, C, D e F), solução de referência e um saco flexível de efluentes. Cada saco inclui um dispositivo de ligação com um septo. Os dispositivos de ligação acessíveis do saco estão dispostos em linha ao longo da parte de trás da caixa do cartucho. Os septos são perfurados durante a inserção do cartucho no analisador. É incluído um kit de carga constituído por 2 seringas cheias de solução de creatinina, para a ativação do cartucho antes da instalação.

Utilização prevista
Determinação quantitativa de Na+, K+, Cl-, Ca, iMg, BUN (ureia), glicose, lactato, pH, pCO2, pO2, SO2%, Hct, Hb, O2Hb, COHb, MetHb, HbHb e tHb em sangue total animal usando o analisador Stat Profile Prime Plus VET.

Metodologia
Consulte o Manual de instruções de utilização do Analisador Stat Profile Prime Plus VET para obter metodologias e princípios de análise.

Composição
Os volumes de calibrador e solução estão indicados na tabela. Não contém compostos de origem humana, contudo, deve ser seguida a boa prática laboratorial durante o manuseamento destes materiais. (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Advertências e Precauções
Consulte o Manual de Instruções de utilização do Analisador Stat Profile Prime Plus VET para obter instruções completas. Siga as práticas padrão indicadas para o manuseamento de reagentes de laboratório. Elimine o cartucho segundo as diretrizes locais. O saco de efluentes contém conservante (irritante para os olhos, pele e vias respiratórias).

Armazenamento
Armazenar a 15 - 30 °C. O prazo de validade está inscrito no cartucho de calibrador.

Instruções de utilização
Consulte as instruções de utilização do Analisador Stat Profile Prime Plus VET para obter instruções completas. O cartucho de calibrador tem de ser cuidadosamente invertido várias vezes para misturar muito bem o conteúdo.

Rastreabilidade dos padrões
Análises referenciadas nos Materiais de Referência da Norma NIST sempre que possível.

HU

Ismeretés
A csatorna a következőz részeket tartalmazza külön tasakokban: 5 kalibrátor (A, B, C, D és F kalibrátor), referenciasoldat és egy rugalmas hulladékzsák. Mindegyik tasak tartalmaz egy válaszfalal ellátott szerelvényt. A csatornák levő szerelvények a patron dobogókán hálódnak egy vonalban vannak elrendezve. A válaszfalak átverésére akkor kerül sor, amikor a patron behelyezik az analizátorba. A patron beszerelés előtt aktiváláshoz 2 db kretinint tartalmazó fecskendőből álló töltőkészlet áll rendelkezésre.

Rendeltésszerű használat
Na+, K+, Cl-, Ca, iMg, karbamid, glükóz, laktát, pH, PCO2, PO2, SO2%, Hct, Hb, O2Hb, COHb, MetHb, HbHb és tHb mérési pontosság megteremtésére állat teljes vérében a Stat Profile Prime Plus VET analízator használatával.

Módszerlat
A módszerlat és az alapelveket lásd a Stat Profile Prime Plus VET analízator felhasználási kézikönyvében.

Összetétel
A kalibrátorok és az oldatok mennyiségét a táblázat tartalmazza. Nem tartalmaz emberi eredetű összetevőket, de az anyagok kezelésése során követni kell a helyes laboratóriumi gyakorlatokat. (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

Figyelmeztetések és óvintézkedések
A teljes használati utasítást lásd a Stat Profile Prime Plus VET analízator felhasználási kézikönyvében. Kövesse a laboratóriumi reagensek kezelésére vonatkozó standard előírásokat. A fel nem használt patron a helyi irányelveknek megfelelően helyezze hulladékba. A hulladékszák tartósságát tartalmaz (intézk. a szemre, a bőrre és a légzőszerekre).

Tárolás
15-30 °C hőmérsékleten tárolandó. A lejáratú dátum rá van nyomtatva a kalibrátor patronra.

Használati utasítás
A teljes használati utasítást lásd a Stat Profile Prime Plus VET analízator felhasználási kézikönyvében. A kalibrátor patron többször óvatosan meg kell fordítani a tartalma alapos összekeveréséhez.

Standardok nyom követelése
Az analitikus követése a NIST Standard referenciagyűjtemény szerint történik, ahol ez lehetséges.

HE

האחד הממוזג מכילה את הרכיבים המיושמים באנאק שקיעות שיטתו: 5 כלימס (כילי A, B, C, D ו-F), מוסתם ברקור מותק מפוקה משהו. לכל שקית מילי ממוזג כלי ממוזג. השקיות והמוסות לורכב ממוזגות משהו לרדוד הרדודי לטובת המוסות. הממזג ממוזג בתוך המוסת הממוזג למסור האנאק. האנאק שיקוד כוללת 2 מוקים מלאים במוקים קריאטינין כליה לרדוד הפעלה הממוזג לנו הרקחה.

שימוש מיועד
עבור בקרת מומת של Lactate pH, PCO2, PO2, SO2%, Na+, K+, Cl-, Ca, iMg, BUN (Urea), גלוקוז, לטטו, pH, PCO2, PO2, SO2%, Hct, Hb, O2Hb, COHb, MetHb, HbHb ו-tHb בדם מלא של Stat Profile Prime Plus VET.

מטודולוגיה
כיל הממוזג המיושם ב Stat Profile Prime Plus Analyzer למומזגות מוקיות.

מרכיבים
כיל הממוזג המיושם מכוללת. אנו מכיל מרכיבים ממוזג אוויר, אולם הקנה מעולם כוללת ממוזג דודים שחתון וכיוצא בזה שישל במורמים כאלה. (סומון ממוזג M29-T2).

אחריות
עין מורמזג השימוש ב Stat Profile Prime Plus VET Analyzer למומזגות כוללת. יש לשקול על מי המומזג הקרון מוסטל ב-aseg. (מורמזגות כיוצא) סלק את הממוזגות הממוזגות הממוזגות. שקית השקיה מוללת מורמזג משהו (גורם לרדוד לעינים, רעור והשקעה משהו).

אחסון
יש לאחסן ב-15 עד 30°C הממוזג מורמזג על כיל הממוזגות.

הוראות שימוש
עין מורמזג השימוש ב Stat Profile Prime Plus VET Analyzer למומזגות כוללת יש להקון את הממוזגות הרדוד ממוזג עמוס כיל לרעורב את המכוללת הרדוד.

איתור הקרון
יש להקון את האנאקוט ב NIST ממוזג עור פטרודים ממוזגות הממוזג.

JA

説明
カートリッジには、個々のバッグに以下の水溶液が入っています: キャリブレーション 5 種液 (キャリブレーション A, B, C, D, F)、標準液、メソキナル溶液バッグ。各バッグには隔壁がフラットメントががあります。各袋したバッグフラットメントは、カートリッジボックス背面に沿って 4 列に並んでます。分析装置へのカートリッジ装着時に隔壁が穿孔されます。クレアチニン溶液を充填した 2 個のシリンジからなるチャージキットが入っており、装置前のカートリッジ起動のために使用します。

使用目的
Stat Profile Prime Plus VET 分析装置で測定した動物体液中の Na+, K+, Cl-, Ca, iMg, BUN (尿素)、グルコース、乳酸、pH、PCO2、PO2、SO2%、Hct、Hb、O2Hb、COHb、MetHb、HbHb、tHb の定量的測定用です。

測定方法
検査方法はおよび原理については、Stat Profile Prime Plus VET 分析装置の取扱説明書を参照してください。

組成
キャリブレーションと溶液の容量は表に記載されています。ヒト由来原料は使用しておりませんが、これらの材料を扱うときは、医薬品安全性試験実施基準に従ってください。(修訂文書 NCCLS DOCUMENT M29-T2)。

警告および使用上の注意
取扱説明書については、Stat Profile Prime Plus VET 分析装置の取扱説明書を参照してください。検査装置の取り扱いに要される標準的手順に従ってください。地域のガイドラインに従ってカートリッジを廃棄してください。溶液バッグは保存剤が含まれています。(目、皮膚、呼吸器への刺激性があります)。

保管
15-30°C で保管してください。使用期限はキャリブレーションカートリッジに印刷されています。

使用方法
取扱説明書指示については、Stat Profile Prime Plus VET 分析装置の取扱説明書を参照してください。キャリブレーションカートリッジは、ゆっくりと幾回反転し、内容物を完全に混合することが必要です。

標準物質トレーサビリティ
分析物は、可能限り NIST 標準物質にトレーサされています。

KO

설명
칼리브레이션에는 각각의 개별 가방에 다음의 수용액이 들어 있습니다: 5개의 보정액(보정액 A, B, C, D 및 F), 표준액, 메소키날 용액 주머니. 각 주머니에는 격벽이 있는 평평한 덮개가 있습니다. 모든 덮개 평평한 덮개는 칼리브레이션 상자 뒷면의 선과 나란히 배치되어 있습니다. 칼리브레이션 분석기에 삽입될 때 격벽이 구멍이 삽입됩니다. 삽입하기 전 크레아티닌 용액 주머니를 위해 크레아티닌 용액으로 채워진 2개의 주사기로 구성된 충전 키트가 포함되어 있습니다.

사용 목적
Stat Profile Prime Plus VET 분석기를 사용하여 동물 혈액에서 다음 항목을 측정: Na+, K+, Cl-, Ca, iMg, BUN (요소), 포도당, 젖산, pH, PCO2, PO2, SO2%, Hct, Hb, O2Hb, COHb, MetHb, HbHb 및 tHb.

방법론
방법론 및 원리는 Stat Profile Prime Plus VET 분석기 사용 설명서를 참조하십시오.

구성
보정액 및 용액 부피는 표에 열거되어 있습니다. 현재 장기 구성 설명에 포함되어 있지 않거나 이러한 물질은 허용되는 물질 시험 규정용 제외되어 합니다. (REF. NCCLS DOCUMENT M29-T2).

경고 및 주의사항
전체 지침은 Stat Profile Prime Plus VET 분석기 사용 설명서를 참조하십시오. 삽입할 시 약에 필요한 모든 지침을 엄격히 준수하십시오. 칼리브레이션 격벽은 격벽이 있는 평평한 덮개에 삽입됩니다. 폐기물 처리에는 보정액이 함유되어 있습니다. (눈, 피부, 호흡기 자극).

보관
15 - 30°C에 보관하십시오. 만료일은 보정액 칼리브레이션에 인쇄되어 있습니다.

사용법
전체 지침은 Stat Profile Prime Plus VET 분석기 사용 설명서를 참조하십시오. 내용물을 혼합하기 위해 보정액 카트리지를 몇 차례 천천히 뒤집어야 합니다.

기준 추적성
가능한 경우, 피분석물은 NIST 표준 참조 물질로 추적됩니다.

ZH

产品信息
产品包装内容含有以下水溶液: 5个校准液(校准液A、B、C、D和F)、参比液液和一只标准液液袋、每个液液袋有一个带隔板盖片。各液液袋的盖片位于液液袋盒背面的隔板盖片一行。将液液袋插入分析器时，隔板盖片穿孔。包含有肌酐试剂溶液的2个注射器系统工具包，用于在安装前激活试剂盒。

用途
用于通过 Stat Profile Prime Plus VET 分析仪定量分析动物血液中的 Na+、K+、Cl-、Ca、iMg、BUN (尿素)、葡萄糖、乳酸、pH、PCO2、PO2、SO2%、Hct、Hb、O2Hb、COHb、MetHb、HbHb 和 tHb。

方法
方法和原理请参见 Stat Profile Prime Plus VET 分析仪使用手册说明。

成分
校准液及溶液体积在表中列出。目前长期配置说明中未包含或此类物质不在允许的试剂规格范围内。(参考: NCCLS DOCUMENT M29-T2)。

警告和注意事项
完整使用说明请参考 Stat Profile Prime Plus VET 分析仪使用手册说明。遵循实验室试剂的标准操作规范。遵循当地的生物安全协议。试剂袋含有防腐剂。(对眼睛、皮肤和呼吸道有刺激性)。

储存
储存于 15 - 30°C。有效期印于校准试剂盒。

使用说明
完整使用说明请参考 Stat Profile Prime Plus VET 分析仪使用手册说明。务必轻轻颠倒校准试剂盒数次以混合内容物。

标准的可追溯性
可能情况下，分析物可追溯至 NIST 标准参比物。