

REF 57841, 57842, 57843



# Stat Profile Prime Plus® Blood Gas, CO-Oximeter, Chemistry Controls Auto Cartridge with Creatinine

Cartucho automático con creatinina para controles de química, gases en sangre y cooxímetro Stat Profile Prime Plus®, Cartouche automatique de contrôles de gaz du sang/CO-oxymètre, chimie Stat Profile Prime Plus® avec créatine, Stat Profile Prime Plus® Auto-Kassette mit Kreatinin für Blutgas, CO-Oximeter- und Blutchemiekontrollen, Αυτόματο συσκευή υλικού ελέγχου χημείας αερίων αίματος, CO-Οξυμέτρο Stat Profile Prime Plus®, Cartuccia con creatinina per controlli automatici chimici per gas ematici/CO-ossimetria Stat Profile Prime Plus®, Cartucho automático de controles de química, de CO-oxímetro e de Gás no sangue Stat Profile Prime Plus® com creatinina, Stat Profile Prime Plus® vérgáz, CO-oxíméter, kémiai kontrollok automatikus patron kreatininnel, מוסךטת ברתת כימיה אוטומטית עם קריאטינין Stat Profile Prime Plus® Co-Oximeter וגז, Stat Profile Prime Plus® Kan Gazı, CO Oksimetre, Kreatinlini Kimya Kontrolleri Otomatik Kartuşu, Stat Profile Prime Plus® 血液ガス, CO オキシメーター, 生化学検査用コントロール自動カートリッジ (クレアチニン), 크레아티닌 사용 Stat Profile Prime Plus® 혈액 가스, CO-산소 농도계, 화학 조절제 자동 카트리지, Stat Profile Prime Plus® 血气, 一氧化碳-血氧仪, 化学对照液自动试剂盒 (含肌酐)

LOT 25015043

2026-07-08

CONTROL 1 2 3 4 5

Expected Ranges, Rangos esperados, Plages attendues, Erwartungsbereiche, Αναμενόμενα εύρος, Intervalli previsti, Intervalos previstos, Várt tartományok, הצפויים הטווחים, Beklenen Aralıklar 予測範囲, 예상 범위, 预期范围

Table with 6 columns: Parameter, CONTROL 1, CONTROL 2, CONTROL 3, CONTROL 4, CONTROL 5. Rows include pH, H+, PCO2, PCO2, PO2, PO2, SO2, Hct, Na+, K+, Cl-, iCa, iCa, iMg, iMg, Glu, Glu, Lac, Lac, BUN, BUN, Urea, Urea, Creatinine, Creatinine, Creatinine, HbF, tHb, tHb, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, tBil, tBil, tBil.

EN

Product Description: Assesses quality control material for monitoring the performance of pH, PCO2, PO2, SO2, hematocrit (Hct), fetal hemoglobin (HbF), total hemoglobin (tHb), hemoglobin (Hb), carboxyhemoglobin (COHb), methemoglobin (MetHb), and desoxyhemoglobin (iHb) in Levels 1, 2 and 3 as well as Na+, K+, Cl-, Ca, Mg, glucose, lactate, BUN (urea), and Creatinine in Level 4 and 5. Charge is consisting of 2 syringes for in vitro creatinine solution is included for cartridge activation prior to installation. For use with Stat Profile Prime Plus Analyzers.

ES

Descripción del producto: Material de control de calidad para supervisar el desempeño de: pH, PCO2, PO2, SO2, hematocrito (Hct), hemoglobina fetal (HbF), hemoglobina total (tHb), hemoglobina (Hb), carboxihemoglobina (COHb), metahemoglobina (MetHb) y desoxihemoglobina (iHb) en niveles 1, 2 y 3, además de Na+, K+, Cl-, Ca, Mg, glucosa, lactato, BUN (urea) y creatinina en niveles 4 y 5. Se incluye un kit de carga compuesto por dos jeringas de solución de creatinina para activar el cartucho antes de la instalación. Para usar con STAT PROFILE PRIME PLUS analizadores.

Uso indicado: Destinado al uso diagnóstico in vitro por parte de profesionales de la salud para supervisar el desempeño de los analizadores Stat Profile Prime Plus. Métodología: Para conocer la metodología y los principios, consulte el Manual de instrucciones de uso del analizador Stat Profile Prime Plus. Composición: Los controles de nivel 1, 2 y 3 son soluciones tamponadas de bicarbonato que contienen furo, sales y conservantes. Cada nivel tiene un pH específico y está equilibrado a un valor conocido de O2, CO2, YHb. Los controles de nivel 4 y 5 son soluciones tamponadas que contienen concentraciones conocidas de Na+, K+, Cl-, Ca, Mg, glucosa, lactato, BUN (urea), creatinina y conservantes. Cada advertencia y precaución: NO CONGELAR. Mezcle el cartucho inmediatamente suavemente durante unos segundos. NO AGITAR EL CARTUJO. Para conocer la información completa, consulte el Manual de instrucciones de uso del analizador Stat Profile Prime Plus.

FR

Description du produit: Matériau de contrôle de la qualité aqueux pour surveiller la performance des éléments suivants: pH, PCO2, PO2, SO2, hématocrite (Hct), hémoglobine totale (tHb), hémoglobine (Hb), carboxyhémoglobine (COHb), méthémoglobine (MetHb) et désoxyhémoglobine (iHb) dans les niveaux 1, 2 et 3 ainsi que Na+, K+, Cl-, Ca, Mg, glucose et lactate. BUN (urée) et créatinine dans les niveaux 4 et 5. Un kit de charge composé de 2 seringues de solution de créatinine est inclus pour l'activation du cartouche avant l'installation. Pour utilisation avec les analyseurs Stat Profile Prime Plus Analyzers.

Utilisation prévue: Destinée à être utilisée par les professionnels de la santé pour le diagnostic in vitro afin de surveiller la performance des analyseurs Stat Profile Prime Plus. Méthodologie: Voir le manuel d'utilisation de l'analyseur Stat Profile Prime Plus pour la méthodologie et les principes. Composition: Les contrôles de niveau 1, 2 et 3 sont des solutions tamponées de bicarbonate contenant un colorant, des sels et des agents conservateurs. Chaque niveau a un pH connu et est équilibré à une valeur connue de O2, CO2 et YHb. Les contrôles de niveau 4 et 5 sont des solutions tamponées contenant des concentrations connues de Na+, K+, Cl-, Ca, Mg, glucose, lactate, BUN (urée), créatinine et d'agents conservateurs. Chaque sachet contient un maximum de 100 mL. Les contrôles ne contiennent aucun conservateur d'origine humaine, approuvés de bonnes pratiques de laboratoire avant d'être appliqués pour la manipulation de ces matériaux. (REF: NCCLS DOCUMENT M29-17)

DE

Produktbeschreibung: Wasserige Qualitätskontrollmaterial zur Überwachung von pH, PCO2, PO2, SO2, Hämatozit (Hct), fetalem Hämoglobin (HbF), totalem Hämoglobin (tHb), Hämoglobin (Hb), Carboxyhämoglobin (COHb), Methämoglobin (MetHb) und Desoxyhämoglobin (iHb) in den Stufen 1, 2 und 3 sowie Na+, K+, Cl-, Ca, Mg, Glukose, Laktat und BUN (Harnstoff) in Stufe 4 und 5. Ein geladener Kit enthält zwei 2-ml Spritzen mit einer Kreatininlösung zur Aktivierung des Kartuschens vor der Installation. Nur für Verwendung mit Stat Profile Prime Plus Analyzern.

Vorwarnung und Vorsichtsmaßnahmen: NICHT EINFRIESEN. Kassette ein bis zwei Sekunden leicht vorsichtig wackeln, um sie zu vermischen. DIE KASSETTE NICHT SCHÜTTELN. Vorabgabe von Informationen sind dem Anlehandbuch für das Stat Profile Prime Plus Analyzergesetz zu entnehmen. Zum Gebrauch bei der Erweiterten Diagnose-Systeme. Die übliche Vorgehensweise für die Handhabung von Laborreagenzien zu befolgen. Lagerung: Bei 2-8 °C lagern. NICHT EINFRIESEN. Gebrauchsanweisung: Vor der Installation ist der Kontrollbehälter zu prüfen, die Kontrolle Raumbereit sein hat. Vor Installation der Kontrollkassette sind die Spritzen und die Kassettenkammer zu befüllen. Die beiden Spritzen sind den Anleitungen der Kassette entsprechend befeuchten und vorsichtig zu befüllen. Die beiden Spritzen sind den Anleitungen der Kassette entsprechend zu befüllen. Die beiden Spritzen sind den Anleitungen der Kassette entsprechend zu befüllen.



EC REP Nova Biomedical GmbH Hesserding 13A, Geb. G 64546 Mörfelden-Walldorf Germany

200 Prospect Street Waltham, MA 02454 U.S.A.

LPN 59011H 2024-06



