

Stat Profile Prime Plus® Blood Gas, CO-Oximeter, Chemistry Controls Auto-Cartridge with Creatinine

Cartucho automático con creatinina para controles de química, gases en sangre y cooxímetro Stat Profile Prime Plus®, Cartouche automatique de contrôles de gaz du sang/CO-oxymètre, chimie Stat Profile Prime Plus® avec créatine, Stat Profile Prime Plus® Auto-Kassette mit Kreatinin für Blutgas-, CO-Oximeter- und Blutchemiekontrollen, Αυτόματο φασίγγιο υλικού ελέγχου χημείας αερίων αίματος, CO-Οξύμετρο Stat Profile Prime Plus®, Cartuccia con creatinina per controlli automatici chimici per gas ematici/CO-ossimetria Stat Profile Prime Plus®, Cartucho automático de controles de química, de CO-oxímetro e de Gás no sangue Stat Profile Prime Plus® com creatinina, Stat Profile Prime Plus® vérgáz, CO-oximéter, kémiai kontrollok automatikus patron kreatininnel, קריאטינן, סט פרויל פריימ פלוס סט פרויל פריימ פלוס קו-אוקסימטר, ברום נג, Stat Profile Prime Plus® 血液ガス, CO オキシメーター, 生化学検査用カートリッジ自動カートリッジ (クレアチニン), 크레아티닌 사용 Stat Profile Prime Plus® 혈액 가스, CO-산소 농도계, 화학 조절제 자동 카트리지, Stat Profile Prime Plus® 血气, 一氧化碳-血氧仪, 化学对照溶液自动试剂盒 (含肌酐)

LOT 24110032

2025-10-09

CONTROL 1 2 3 4 5

Table with columns for Expected Ranges, Rangos esperados, Plages attendues, Erwartungsbereiche, Αναμενόμενα εύρη, Intervalli previsti, Intervalos previstos, and 5 Control columns (CONTROL 1-5) with various analyte ranges.

EN Product Description: Accuven quality control material for monitoring the performance of pH, PCO2, PO2, SO2, hematox (Hct), fetal hemoglobin (HbF), total hemoglobin (Hb), total bilirubin (Bil), methemoglobin (MetHb), carboxyhemoglobin (COHb), and deoxyhemoglobin (HHb) in Levels 1, 2 and 3 as well as Na+, K+, Cl-, Ca, Mg, Glucose, Lactate, BUN (Urea), and Creatinine in Level 4 and 5. Each cartridge contains 2 syringes filled with creatinine solution...

ES Descripción del producto: Material de control de calidad para supervisar el desempeño de pH, PCO2, PO2, SO2, hematocrito (Hct), hemoglobina fetal (HbF), hemoglobina total (Hb), bilirrubina total (Bil), metahemoglobina (MetHb) y deoxihemoglobina (HHb) en niveles 1, 2 y 3, además de Na+, K+, Cl-, Ca, Mg, glucosa, lactato, BUN (urea) y creatinina en nivel 4 y 5. Cada cartucho contiene dos jeringas con solución de creatinina...

FR Description du produit: Matière de contrôle de la qualité aqueuse pour surveiller la performance des éléments suivants: pH, PCO2, PO2, SO2, hématocrite (Hct), hémoglobine totale (HbT), hémoglobine totale (Hb), bilirubine totale (Bil), méthémoglobine (MetHb), méthémoglobine (MetHb) et désoxyhémoglobine (HHb) dans les niveaux 1, 2 et 3 ainsi que Na+, K+, Cl-, Ca, Mg, glucose, lactate, BUN (urée), créatinine et lactate. BUN (urée) et créatinine dans les niveaux 4 et 5. Un kit de dosage composé de 2 seringues remplies de solution de créatinine est inclus pour l'activation de la cartouche avant l'installation...

