

REF 58408, 58409



Stat Profile Prime Plus® VET Blood Gas, CO-Oximeter, Chemistry Controls Auto-Cartridge with Creatinine

Cartucho automático con creatinina para controles de química, gases en sangre y cooxímetro Stat Profile Prime Plus® VET, Cartouche automatique de contrôles de gaz du sang/CO-oxymètre, chimie Stat Profile Prime Plus® VET avec créatine, Stat Profile Prime Plus® VET Auto-Kassette mit Kreatinin für Blutgas-, CO-Oximeter- und Blutchemiekontrollen, Αυτόματο φύσιγγιο με κρεατινίνη επιπέδου ελάγχου...

LOT 24169134

CONTROL 1 2 3 4 5

2025-11-29

Table with 7 columns: Parameter, CONTROL 1, CONTROL 2, CONTROL 3, CONTROL 4, CONTROL 5. Rows include pH, H+, PCO2, PO2, SO2, Hct, Na+, K+, Cl-, iCa, iMg, Glu, Lac, BUN, Urea, Creatinine, HbF, iHb, iHb, iHb, O2Hb, COHb, Methb, HHb, iBil, iBil.

EN

Product Description: Accutest quality control material for monitoring the performance of: pH, PCO2, PO2, SO2, hematocrit (Hct), fetal hemoglobin (HbF), total hemoglobin (Hb), oxyhemoglobin (COHb), methemoglobin (MetHb), and deoxyhemoglobin (DeHb) in levels 1, 2 and 3 as well as Na+, K+, Cl-, Ca, Mg, glucose, lactate, BUN (urea), and creatinine in levels 4 and 5. A change kit consisting of 2 syringes filled with creatinine solution is included for cartridge activation prior to installation.

ES

Descripción del producto: Material de control de calidad para supervisar el desempeño de: pH, PCO2, PO2, SO2, hematocrito (Hct), hemoglobina fetal (HbF), hemoglobina total (Hb), oxihemoglobina (COHb), carboxihemoglobina (COHb), metahemoglobina (MetHb) y deoxihemoglobina (DeHb) en niveles 1, 2 y 3, además de Na+, K+, Cl-, Ca, Mg, glucosa, lactato, BUN (urea) y creatinina en niveles 4 y 5. Se incluye un kit de carga compuesto por dos seringas llenas de solución de creatinina para activar el cartucho antes de la instalación.

FR

Description de produit: Matériau de contrôle de la qualité aqueux pour surveiller la performance des éléments suivants: pH, PCO2, PO2, SO2, Hématocrite (Hct), hémoglobine fœtale (HbF), hémoglobine totale (Hb), oxyhémoglobine (COHb), carboxyhémoglobine (COHb), méthémoglobine (MetHb) et désoxyhémoglobine (DeHb) dans les niveaux 1, 2 et 3 ainsi que Na+, K+, Cl-, Ca, Mg, glucose, lactate, BUN (urée) et créatine dans les niveaux 4 et 5. Un kit de charge composé de 2 seringues remplies de solution de créatine est inclus pour l'activation de la cartouche avant l'installation.



200 Prospect Street Waltham, MA 02454 U.S.A.

LPN 59633E 2022-07

